

A high-angle photograph of a vintage dark green convertible car with tan leather upholstery. A man wearing a brown flat cap and a white shirt is leaning over the back of the car, kissing a woman with blonde hair and sunglasses on the cheek. The car is parked on a gravel surface. A semi-transparent teal banner is overlaid on the left side of the image, containing white text.

Ideeën voor een zelfstandig leven.

Producten van Saljol om vallen te voorkomen



Over Saljol Ideeën voor een onafhankelijk leven

Wat betekent Saljol eigenlijk? Heel eenvoudig: “**Spaß am Leben - Joy of Life**”. We ontwikkelen eersteklas hulpmiddelen van hoogwaardige materialen die het leven makkelijker maken. We denken verder dan wat verwacht wordt en verzinnen oplossingen voor een zelfstandig leven. De slimme innovaties van Saljol helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.





Productoverzicht.

Veranderingen aandurven dankzij innovatieve oplossingen

Het leven stelt een mens soms voor uitdagingen, zoals minder goed lopen. Hoe gaat u daar mee om? Bedenk dat het niet de eerste moeilijke situatie in uw leven is. Ook dit kunt u aan! Zie het als een kwestie van perspectief. Omarm de verandering en laat u verrassen door nieuwe mogelijkheden. Dit is de kans om uw levensstijl aan te passen aan wat u kunt en wilt. Ga ervoor!



Carbon Rollator
Veilig en ultra licht op stap.

Binnenrollator Page
Thuis veilig en zelfstandig
rondlopen.



Douchekruk Spa
Zelf zittend douchen
op draaiende kruk.

**Magnetische stokhouder,
de 'Held & Taler'**
Houd altijd uw handen vrij.



Loop veilig en ultra licht.

Carbon Rollator

Ga veilig overal naartoe met de ultralichte Carbon Rollator.

- Weegt maar 5,8 kg: manoeuvreert makkelijk, ook over drempels heen.
- Reflectoren op frame en wiel: perfect zichtbaar in het donker en de schemering.
- Uniek chic ontwerp: geïnspireerd door de jaren 50 voor een persoonlijke uitstraling.
- Geïntegreerde versnelling: houd volledige controle over de rollator met de sleeprem, zelfs als u een helling afloopt.
- Handgrepen van kurk: dit voelt natuurlijk aan, geeft extra grip, is antiallergisch en werkt schokabsorberend.

Goed zichtbaar
in het donker



Makkelijk op te tillen

De rollator rolt niet
weg bij een helling



Handgrepen van kurk

Voelt natuurlijk aan en dempt schokken
Beschermt armen en polsen

Eenvoudig af te halen tas

Met magnetisch sluitende klep en lichte binnentas, zodat de inhoud goed te zien is

Zachte wielen voor elk terrein

Het rubber absorbeert schokken
Spaar uw kracht, de rollator duwt licht



Vertragingsrem

De sleeprem voorkomt dat de rollator op hellingen wegrolt
Gebruik uw kracht om te lopen en niet om te voorkomen dat de rollator wegrolt

Stokhouder

Neem uw wandelstok onderweg mee
Zo kunt u overal omschakelen van rollator naar stok

Reflectoren

Wees zichtbaar in het donker
Voor een veilig gevoel op elk moment van de dag

Carbon Rollator	CR 54 – Small	CR 62 – Medium
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg	150 kg
Maximale belading tas	5 kg	5 kg
Breedte indien uitgevouwen	62 cm	62 cm
Breedte indien dichtgevouwen	22 cm	22 cm
Zitbreedte	45 cm	46 cm
Zithoogte	54 cm	62 cm
Totale gewicht	5,8 kg	5,8 kg
Maximale hoogte handgrepen	88 cm	103 cm
Minimale hoogte handgrepen	76 cm	81 cm

Framekleuren



British Racing
Green



Midnight
Blue



Star
Silver

Maten



Small
Onder de 1,60 m

Medium
Langer dan 1,60 m

Kies uw favoriete persoonlijke accessoires voor de Carbon Rollator



Magnetische stokhouder set



Bel



Stevige zitting



LED lamp



Stokhouder



Paraplu



Instelbare rugsteun



Zwarte tas



Dienblad

Thuis veilig en zelfstandig rondlopen.

Binnenrollator Page

Laat de binnenrollator Page u bij alles ondersteunen

- Zeer stabiel, wat vallen binnenshuis voorkomt.
- Dankzij de vele accessoires voor allerlei toepassingen in huis te gebruiken.
- Erg smal en en daardoor ook geschikt voor kleine appartementen.
- Geschikt als trippelstoel om uzelf al zittend voort te bewegen.
- Vervangt toiletbeugels of handgrepen aan de muur.

Geen toiletbeugels
meer nodig



Past in de
nauwste ruimtes

Komt tot vlak aan
het aanrecht



Sterk frame
Veilige ondersteuning aan alle zijden
Te gebruiken als mobiele leuning

Houten zitting
Beweegbaar in zittende positie
Trippel zittend door het
appartement

**Geïntegreerd weggewerkt
remsysteem**
Remkabels steken niet uit
Flexibel en veilig bewegen



Smalle frameconstructie
Past door smalle deuren
Geschikt voor kleine kamers

360° zwenkwielen
Draait om zijn as
Goed hanteerbaar
in smalle gangen

Binnenrollator Page	S	M	L
Vasthoudhoogte	80 cm	86 cm	92 cm
Zithoogte	52 cm	55 cm	58 cm
Aanbevolen lengte gebruiker	135-165 cm	150-180 cm	170-200 cm
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Grootste breedte onderin bij het wiel	56 cm	56 cm	56 cm
Grootste breedte bovenin	51 cm	51 cm	51 cm
Afstand tussen 'handgrepen'	43 cm	43 cm	43 cm
Totaal gewicht zonder zitting	9,3 kg	9,7 kg	9,8 kg

Framekleuren




De binnenrollatoar
Page wordt geleverd
inclusief houten zitting.

Antraciet



Ivoor


Kies uw favoriete persoonlijke accessoires voor de binnenrollator Page



Zittinghoes



Dienblad



Opbergvakken



Rieten mand



Tas



Rugkussen*



Schuimgevulde zitting*

*Verkrijgbaar in grijze stof of in donkerbruin kunstleer.

Zelf veilig zittend douchen.

Douchekruk Spa

Uitgliden of valpartijen vermijden met de Spa douchekruk.

- Draait volledig om zijn as: zonder weg te glijden is alles in de douche slechts één draai verwijderd!
- Zitting reflecteert lichaamswarmte: deze voelt warm aan in plaats van koud.
- Wellness ontwerp: creëert een comfortabele sfeer in uw douche die niet steriel aandoet.
- Makkelijker hulp bieden: de helper blijft droog terwijl de gebruiker onder de douche draait.

Verstelbare zithelften



Zitting voelt warm aan

Helper blijft droog





Zitting met verstelbare opening

Het hele lichaam is goed te reinigen
Jezelf wassen zonder hulp

Draait veilig en blijft op zijn plek

Zelf zittend douchen
**Blijf onafhankelijk van anderen:
douche wanneer u wilt!**

Wielen glijden niet weg

Houd u vast aan de stoel als
u de douche ingaat
**Voorkom gevaarlijke valpartijen
in de badkamer**

Douchekruk Spa	S	M	L
Aanbevolen lengte gebruiker	1,35-1,50 m	1,50-1,70 m	>170 m
Verstelbare opening in drie breedtes (in cm)	5 / 8 / 11 cm	6 / 9 / 12 cm	7 / 19 / 13 cm
Totale breedte van handvat tot handvat	50,2 cm	51,2 cm	52,2 cm
Zithoogte	46 cm	50 cm	54 cm
Hoogte met rugleuning	76,8 cm	80,8 cm	84,8 cm
Wielbasis	30,1 cm	31,1 cm	32,1 cm
Vereiste ruimte voor de draaicirkel	47 cm	48 cm	49 cm
Maximaal draagvermogen	150 kg	150 kg	150 kg

Frame



Antraciet poedercoating

Verhoog comfort en veiligheid
met deze rugsteun



Rugsteun



Houd altijd uw handen vrij.

Magnetische stokhouder, de 'Held & Taler'

Bevestig uw wandelstok of kruk aan uw broek of handtas!

- Klik het sterk magnetische 'Held'-gedeelte aan uw stok of kruk.
- Doe de magnetische bijbehorende 'Taler' in uw broekzak of handtas.
- Klik uw stok aan broek of tas en u heeft de handen vrij.
- Bespaar tijd, u hoeft niet te zoeken naar een plek voor uw stok of kruk.
- Als uw stok niet meer valt, hoeft u deze ook niet meer op te rapen.
- Talloze mogelijkheden om uw handen vrij te gebruiken, zoals het openen van deuren.
- Dankzij de magneet kunt u uw stok bevestigen aan alles dat van ijzer is.

U heeft de handen vrij



Gebruik uw handen voor
belangrijker zaken

De magnetische Held & Taler
werkt op alles van ijzer



Held & Taler Magnetische stokhouder



Zwart




Neongeel



Neonoranje




Klik het Held-deel
op uw stok



Doe het Taler-deel
in uw broekzak



Klik uw stok aan
uw broekzak



U heeft nu de
handen vrij



Nederlandse
distributeur



Rollz International bv
info@rollz.com
020 362 2010

Producent



SALJOL GmbH
www.saljol.de/en
hallo@saljol.de
+49 8141 317 74 0

Frauenstraße 32
D-82216 Maisach



SALJOL



@saljolgmbh



SALJOL GmbH

www.Saljol.de (Duits) of www.Saljol.de/en (Engels)

