




Gedistributeerd door Rollz International

Levensveranderingen aangaan met innovatieve oplossingen

Saljol ontwikkelt hoogwaardige hulpmiddelen voor een gemakkelijker leven thuis en onderweg. Deze producten maken een zelfstandig dagelijks leven mogelijk en bieden oplossingen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn gemaakt door slimme innovaties en van hoogwaardige materialen



Saljol Allround Rollator



De all-rounder voor stad en platteland

- Armsteunen van kurk om drukpunten op de onderarm te voorkomen
- Lichtgewicht frame van aluminium
- Comfortabel op verschillende terreinen
- Inclusief tas die tot 5kg kan dragen
- Om te bouwen tot éénhandrem

NIEUW

Duitse kwaliteit

Ervaar het gemak met een veelzijdige rollator

De Saljol Allround Rollator is een crossover rollator die wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren is in de stad en een echte off-roader op het platteland. De SUV onder de rollators is niet alleen overal inzetbaar, maar ook een echte blikvanger!

Aanpasbare rem

Standaard rem met twee handen of gelijktijdige rem met één hand.

All-terrain banden

Extra grote 250 mm voorwielen voor meer rijcomfort.

Licht en stevig

Weegt slechts 6,5kg inclusief nettas.



Handgrepen van kurk

Schok- en warmteabsorberend, UV-bestendig en slijtvast. Ook slipvast, zelfs met zweterige handen.

Reflectoren

Goede zichtbaarheid aan alle kanten dankzij meer dan 30 reflectoren op frame, banden, handgrepen, kantelhulp en tas.

Drempelhulp

De anti-slip pads op de drempelhulp vergemakkelijken het kantelen van de rollator.

De Saljol Allround rollator aanpassen




Rugsteun



Stevige zitting



Dienblad



Bel



Reishoes



Magnetische wandelstokhouder

Framekleuren

NIEUW



Pearl grey



Forest green



Magic black



Barolo red

Specificaties

	klein	normaal
Maximaal gebruikersgewicht	150kg	150kg
Gebruikers lengte	< 1,70m	> 1,60m
Maximale tasbelasting	5kg	5kg
Breedte open	61cm	61cm
Breedte gesloten	21cm	21cm
Zitbreedte x hoogte	46 x 54cm	46 x 62cm
Totaal gewicht	6,5kg	6,6kg
Hoogte handvat	76 - 88cm	81 - 103cm



Saljol Carbon Rollator



Loop veilig met de carbon rollator

- Gewicht slechts 6kg
- Gemakkelijk verplaatsen en manoeuvreren
- Geïntegreerde sleepremmen
- Chique ontwerp geïnspireerd op de jaren '50

Duitse kwaliteit

Ontdek het plezier in het dagelijks leven

Ondanks het gewicht van slechts 6kg zijn de carbon rollators van Saljol zo stabiel dat ze met gemak een gewicht van 150kg kunnen dragen. Ze zijn veilig en elegant, waardoor je buiten actief kunt zijn en een onafhankelijk leven kunt leiden.

Handgrepen van kurk

Voelt natuurlijk aan en absorbeert schokken. Bescherm je armen en polsen.

Afneembare tas

De tas kan gemakkelijk met één hand van het frame worden gehaald. Hij kan tot 5kg dragen.

All-Terrain banden

Uitgerust met speciale banden voor meer grip, comfort en veiligheid op elke ondergrond.



Kurk armleuningen

Comfortabele ondersteuning, zonder extra drukpunten op de onderarm.

Geïntegreerde sleepremmen

Voorkom dat de rollator wegrolt wanneer je bergafwaarts loopt.

Reflectoren

Wees zichtbaar in het donker dankzij meer dan 30 reflectoren.

De Saljol Carbon rollator aanpassen



Dienblad



Rugsteun



Paraplu



Eén handremset



Reishoes



Stevige zitting

Framekleuren



British racing green



Copper red



Midnight blue



Matt black

Specificaties

	klein	normaal
Maximaal gebruikersgewicht	150kg	150kg
Gebruikers lengte	< 1,70m	> 1,60m
Maximale tasbelasting	5kg	5kg
Breedte open	61cm	61cm
Breedte gesloten	21cm	21cm
Zitbreedte x hoogte	45 x 54cm	45 x 62cm
Totaal gewicht	6kg	6kg
Hoogte handvat	76 - 88cm	81 - 103cm



Saljol Indoor Rollator



Stabiele hulp voor je woonruimte

- Maximale stabiliteit
- Geschikt voor kleine ruimtes
- Te gebruiken als trippelstoel
- Kan toiletframes of wandgrepen vervangen

Duitse kwaliteit

Laat je dagelijks leven ondersteunen

De Saljol Indoor Rollator is een stabiele ondersteuning voor binnen die wordt geleverd met een zitje en overall in huis gebruikt kan worden. Hij kan op elk moment volledig worden belast zonder instabiel te worden.

Sterk frame

Veilige ondersteuning vanuit alle hoeken. Dient als mobiele leuning.

Houten zitting

Bruikbaar als trippelstoel. Loop zittend door je appartement.

Smalle constructie

Makkelijk te manoeuvreren in krappe ruimtes. Past door smalle deuren.



Ingebouwde kabels

Verborgen remkabels om niet te blijven haken.

360° zwenkwielen

Draait ter plekke. Eenvoudige bediening in smalle ruimtes.

Innovatieve remmen

Remstang en remgrepen om met één of twee handen te remmen.

De Saljol Indoor rollator aanpassen




Nachtkastje



Zitkussen



Tas



Rugsteun



Dienblad

Framekleuren



Velvet Grey

Specificaties

	klein	normaal	groot
Handgreep hoogte	80cm	86cm	92cm
Zithoogte	52cm	55cm	58cm
Gebruikershoogte	145 - 165cm	150 - 180cm	170 - 200cm
Maximaal gebruikersgewicht	150kg	150kg	150kg
Breedte onderaan	56cm	56 cm	56 cm
Breedte bovenaan	51cm	51cm	51cm
Afstand tussen handgrepen	43cm	43cm	43cm
Gewicht zonder zadel	10,4kg	10,8kg	11,2kg

Rollz International BV
Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
The Netherlands

020 362 2010
www.saljol.nl



[saljol_int](#)



[SaljolNederland](#)



[SALJOLGmbH](#)



[SALJOL](#)